

VSRT- Manual

Testmaterial:

Das Testmaterial besteht aus einem Manual, Instruktions- und Dokumentationsblatt (VSRT-A; VSRT-B; VSRT-C), Rekognitionsblatt (VSRT-A; VSRT-B; VSRT-C) und 3 Parallelversionen für die Testitems (VSRT-A; VSRT-B; VSRT-C). Die 15 Testitems der Einkaufsliste pro Version können auf Karteikärtchen geklebt werden.

Durchführung:

Die Items der Einkaufsliste werden dem Probanden im Abstand von zwei Sekunden gezeigt. Dieser hat die Aufgabe, die Items laut vorzulesen und sich gut zu merken. Anschließend werden nur noch diejenigen Items vorgegeben, die im vorangegangenen Durchgang nicht reproduziert wurden (selective reminding). Es ist nicht erforderlich die Items in einer bestimmten Reihenfolge zu reproduzieren. Der Testleiter kann, wenn erforderlich, den Probanden darauf hinweisen, dass Items aus früheren Durchgängen zu reproduzieren sind. Zum Beispiel: *Wissen Sie noch Lebensmittel, die Sie im ersten Durchgang (oder in früheren Durchgängen) bereits gesagt haben?*

Dokumentation:

Jedes richtig reproduzierte Item wird mit einem Haken im entsprechenden Kästchen dokumentiert. Intrusionen sind Items, die reproduziert werden, aber nicht auf der Liste stehen (z.B.: Linsen). Die Anzahl der Intrusionen wird mit einer Strichliste im entsprechenden Feld dokumentiert.

Auswertung:

Schuljahre werden in vollen absolvierten Jahren gerechnet (z. B. 4 Jahre Volksschule, 8 Jahre AHS, 6 Jahre Universität => 18 Schuljahre). Die demographischen Daten und die Rohdaten werden entsprechend dem Berechnungsmodus (siehe Lehrner et al. Neuropsychiatrie, 2006, 20, 204-214) zur Berechnung von Z-Werten verwendet. Dazu liegt ein automatisiertes Auswerteprogramm vor.